

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ **ДОВЕРИЯ**



Нити для сердечно-сосудистой хирургии Meril



О КОМПАНИИ MERIL

Meril — транснациональная компания по производству медицинских устройств, занимающаяся разработкой и созданием новых клинически значимых, отвечающих современным требованиям и лучших в своем классе устройств для облегчения страданий людей и улучшения качества их жизни. Мы охватываем широкий спектр хирургических вмешательств — от операций на сосудах до ортопедии, диагностики *in vitro* и эндохирургии.

Мы упорно продвигаем решения в области здравоохранения, чтобы у большего количества пациентов была возможность прожить долгую жизнь без болезней. Мы проявляем твердую приверженность научно-исследовательской деятельности и придерживаемся лучших на сегодняшний день стандартов качества при производстве и распространении научных знаний, а также их обмене.

Компания Meril, основанная в 2006 году, начала свою деятельность в рамках плана компании Bilakhia Group по диверсификации здравоохранения. Ультрасовременные производственные помещения компании Meril — предмет ее гордости — расположены среди живописных холмов в городке Чала в Вапи (150 км севернее Мумбаи).





Нити для сердечно-сосудистой хирургии Meril

НИТИ ДЛЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ MERIL

В своем стремлении к расширению инновационных решений компания Meril вводит принципиально новый ассортимент шовных нитей для сердечно-сосудистых операций. Нити для сердечно-сосудистой хирургии Meril, разработанные совместно с кардиоторакальными хирургами и сделанные из материалов самого высокого качества, обеспечивают ставшие уже обыденными хирургические результаты операций на сердце.

Ассортимент шовных нитей Meril для сердечно-сосудистых операций охватывает некоторые из кодов нитей, которые предпочитают сердечно-сосудистые хирурги. Широкий спектр продуктов насчитывает более 90 кодов, в том числе коды FILAPROP™ (полипропилен), FILAPROP™ P (полипропилен с прокладками), MERICRON XL™ (полиэфир), MERICRON XL™ P (полиэфир с прокладками) и MERISTEEL™ (сталь), для удовлетворения всех потребностей сердечно-сосудистых хирургов.

Нити для сердечно-сосудистой хирургии Meril выпускаются с иглами MANI, изготавливаемыми исключительно для компании Meril по специальному соглашению. Благодаря этим нитям, отштампованным на ковочных машинах MANI и упакованным в специально предназначенные «гармошки», хирурги и бригада поддержки могут чувствовать себя спокойно после операции.

НИТИ ДЛЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ С



8-3 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КИЙОХАРА,
УЦУНОМИЯУ, ТОТИГИ, 321-3231, ЯПОНИЯ

FILAPROP™

Полипропилен

FILAPROP™ P

Полипропилен с прокладками

Полипропиленовая нить FILAPROP™ представляет собой нерассасывающуюся синтетическую моноволоконную нить, сделанную из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена — синтетического линейного полиолефина. Для улучшения видимости нить окрашена пигментом в синий цвет. FILAPROP™ предлагается в лотке с уменьшением эффекта памяти (LMT), а также в длинных «гармошках», чтобы минимизировать эффект запоминания.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая прочность
- Оптимальные свойства эластичности и вытягивания
- Беспрепятственное прохождение через ткань
- Отличные опускание и надежность узла
- Минимальная острая воспалительная реакция в тканях

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Сердечно-сосудистые процедуры:
 - дистальный и проксимальный анастомозы;
 - дефект межпредсердной перегородки (ДМПП)/дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП);
 - канюлирование.
- Процедуры на периферических сосудах:
 - А-В фистула;
 - каротидная эндакрэктомия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Состав: полипропилен

Структура: моноволоконо

Цвет: синий

Размеры: USP 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0 и 2-0

Длины нитей (см): 45, 60, 70, 75 и 90

Размеры и профили игл: различные в диапазоне от 6 до 26 мм, с круглым телом и профилями с коническим срезом

Размер и форма прокладки (для кодов с прокладками): овал; 3 x 3 x 1,5 мм

MERICRON XL™

Полиэфир

MERICRON XL™ P

Полиэфир с прокладками



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Состав: полиэфир

Структура: плетеная

Цвет: зеленый/белый

Размеры: USP 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0,2 и 5

Длины нитей (см): 45, 75, 76, 90 и 100

Размеры и профили игл: различные в диапазоне от 8 до 55 мм, с круглым телом и профилями с обратным срезом, коническим срезом, лопатовидные

Размер и форма прокладки (для кодов с прокладками): овал; 6 x 3 x 1,5 мм и 3 x 3 x 1,5 мм

Полиэфирная нить MERICRON XL™ представляет собой нерассасывающуюся синтетическую плетеную нить, сделанную из поли(этилентерефталата). Высокое качество материала в сочетании с точным механизмом плетения почти устраняют возникновение фрагментов нити после операции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная прочность
- Гибкая структура
- Более гладкая поверхность нити
- Пониженное сопротивление скольжению узла

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Восстановление и замена сердечного клапана
- Канюлирование
- Закрытие грудины

MERISTEEL™

Сталь

Нить MERISTEEL™ представляет собой нерассасывающуюся моноволоконную нить, сформированную из нержавеющей стали 316LVM. Она показана для использования при закрытиях грудины.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая прочность на разрыв
- Отличная совместимость с тканью

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Закрытие грудины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Состав: нержавеющая сталь

Структура: моноволоконо

Цвет: серебряный/стальной

Размеры: USP 5 и 6

Длины нитей (см): 45 и 75

Размеры и профили игл: различные в диапазоне от 44 до 48 мм, с притупленным концом и профилями со срезом

ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ

FILAXYN™
Полидиоксаноновая нить



MERIL - BONEWAX™



MERIL - UMBILICAL COTTON TAPE™



MIRUS™
ЛИГАТУРНЫЙ ЗАЖИМ | Титан



FILAPROP (СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ МОНОВОЛОКОННАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ)

Код Meril	Тип и длина нити	Размер	Описание иглы	Размер иглы	Кол-во паке- тов из фольги на коробку
PPL20 8937	FILAPROP, синяя моноволоконная, 90 см	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	17,5 мм	12
PPL20 8977	FILAPROP, синяя моноволоконная, 90 см	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	26 мм	12
PPL30 8522	FILAPROP, синяя моноволоконная, 90 см	3-0	1/2 круга, круглое тело, двухигольная	26 мм	12
PPL30 8936	FILAPROP, синяя моноволоконная, 90 см	3-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	17,5 мм	12
PPL40 867	FILAPROP, синяя моноволоконная, 90 см	4-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	25 мм	12
PPL40 8521	FILAPROP, синяя моноволоконная, 90 см	4-0	1/2 круга, круглое тело, двухигольная	26 мм	12
PPL40 8557	FILAPROP, синяя моноволоконная, 90 см	4-0	1/2 круга, круглое тело, двухигольная	16 мм	12
PPL40 8845	FILAPROP, синяя моноволоконная, 90 см	4-0	1/2 круга, C2, двухигольная	26 мм	12
PPL40 8935	FILAPROP, синяя моноволоконная, 90 см	4-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	17,5 мм	12
PPL50 856	FILAPROP, синяя моноволоконная, 90 см	5-0	1/2 круга, круглое тело, двухигольная	16 мм	12
PPL50 8205	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	5-0	1/2 круга, круглое тело, двухигольная	13 мм	12
PPL50 8556	FILAPROP, синяя моноволоконная, 90 см	5-0	1/2 круга, круглое тело, двухигольная	16 мм	12
PPL50 8710	FILAPROP, синяя моноволоконная, 75 см	5-0	1/2 круга, круглое тело, двухигольная	13 мм	12
PPL50 8721	FILAPROP, синяя моноволоконная, 75 см	5-0	3/8 круга, круглое тело, двухигольная	13 мм	12
PPL50 8802BX	FILAPROP, синяя моноволоконная, 75 см	5-0	1/2 круга, круглое тело, V-образная черная, двухигольная	11 мм	12
PPL50 8803	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	5-0	1/2 круга, круглое тело, двухигольная	10 мм	12
PPL60 818	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	6-0	3/8 круга, круглое тело (280 микрон), двухигольная	13 мм	12
PPL60 829	FILAPROP, синяя моноволоконная, 70 см	6-0	3/8 круга, круглое тело, двухигольная	13 мм	12
PPL60 872	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	6-0	3/8 круга, круглое тело, HV-1, двухигольная	9 мм	12
PPL60 893	FILAPROP, синяя моноволоконная, 70 см	6-0	3/8 круга, круглое тело, UltraPoint, двухигольная	8 мм	12
PPL60 8307BL	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	6-0	3/8 круга, круглое тело, V-образная черная, двухигольная	13 мм	12
PPL60 8597	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	6-0	3/8 круга, круглое тело, HV, двухигольная	11 мм	12

FILAPROP (СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ МОНОВОЛОКОННАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ)

Код Meril	Тип и длина нити	Размер	Описание иглы	Размер иглы	Кол-во пакетов из фольги на коробку
PPL60 8718	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	6-0	3/8 круга, круглое тело (280 микрон), двухигольная	13 мм	12
PPL60 8726	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	6-0	3/8 круга, круглое тело, двухигольная	13 мм	12
PPL60 8726BL	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	6-0	3/8 круга, круглое тело, V-образная черная, двухигольная	13 мм	12
PPL60 8726BX	FILAPROP, синяя моноволоконная, 75 см	6-0	3/8 круга, круглое тело, V-образная черная, двухигольная	13 мм	12
PPL60 8726XL	FILAPROP, синяя моноволоконная, 75 см	6-0	3/8 круга, круглое тело, двухигольная	13 мм	12
PPL60 8802	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	6-0	3/8 круга, C2, двухигольная	11 мм	12
PPL60 8804	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	6-0	3/8 круга, круглое тело, двухигольная	10 мм	12
PPL60 8804BX	FILAPROP, синяя моноволоконная, 75 см	6-0	3/8 круга, круглое тело, V-образная черная, двухигольная	10 мм	12
PPL60 8805	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	6-0	3/8 круга, круглое тело, HV-1, двухигольная	9 мм	12
PPL70 804	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	7-0	3/8 круга, C2 (200 микрон), двухигольная	8 мм	12
PPL70 811	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	7-0	3/8 круга, круглое тело, MeriSmooth, двухигольная	6 мм	12
PPL70 866	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	7-0	3/8 круга, круглое тело, HV 175-7, двухигольная	8 мм	12
PPL70 866ML	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см, 2 x 60 см	7-0	3/8 круга, круглое тело, HV 175-7, двухигольная	8 мм	12
PPL70 873	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	7-0	3/8 круга, круглое тело, HV-1, двухигольная	9 мм	12
PPL70 8070	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	7-0	3/8 круга, круглое тело, двухигольная	10 мм	12
PPL70 8078	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	7-0	3/8 круга, круглое тело, двухигольная	8 мм	12
PPL70 8078BL	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	7-0	3/8 круга, круглое тело, V-образная черная, двухигольная	8 мм	12
PPL70 8304BL	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	7-0	3/8 круга, круглое тело, V-образная черная, двухигольная	9 мм	12
PPL70 8701	FILAPROP, синяя моноволоконная, 45 см	7-0	3/8 круга, круглое тело, HV-1, двухигольная	9 мм	12
PPL70 8702	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	7-0	3/8 круга, круглое тело, HV-1, двухигольная	9 мм	12
PPL70 8704	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	7-0	3/8 круга, C2, двухигольная	9 мм	12
PPL70 8735	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	7-0	3/8 круга, круглое тело, HV 175-6, двухигольная	8 мм	12

FILAPROP (СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ МОНОВОЛОКОННАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ)

Код Meril	Тип и длина нити	Размер	Описание иглы	Размер иглы	Кол-во пакетов из фольги на коробку
PPL80 812	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	8-0	3/8 круга, круглое тело, MeriSmooth, двухигольная	6 мм	12
PPL80 813	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	8-0	3/8 круга, круглое тело, MeriSmooth, двухигольная	9 мм	12
PPL80 876	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	8-0	3/8 круга, круглое тело, HV 175-7, двухигольная	8 мм	12
PPL80 876ML	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см, 2 x 60 см	8-0	3/8 круга, круглое тело, HV 175-7, двухигольная	8 мм	12
PPL80 8086XF	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	8-0	3/8 круга, круглое тело, двухигольная	6 мм	12
PPL80 8088	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	8-0	3/8 круга, круглое тело, двухигольная	8 мм	12
PPL80 8101BL	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	8-0	3/8 круга, V-образная черная C2, двухигольная	8 мм	12
PPL80 8732	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	8-0	3/8 круга, круглое тело, HV 130-5, двухигольная	6,5 мм	12
PPL80 8741	FILAPROP, синяя моноволоконная, 60 см	8-0	3/8 круга, круглое тело, HV 175-6, двухигольная	8 мм	12

FILAPROP P (СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ МОНОВОЛОКОННАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ С ПРОКЛАДКАМИ)

PPG40 846	FILAPROP P, синяя моноволоконная, 90 см, плотная прокладка из ПТФЭ, 3 x 3 x 1,5 мм	4-0	1/2 круга, круглое тело, двухигольная	17 мм	12
PPG50810	FILAPROP P, синяя моноволоконная, 75 см, плотная прокладка из ПТФЭ, 3 x 3 x 1,5 мм	5-0	1/2 круга, круглое тело, двухигольная	13 мм	12

MERICRON XL (СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ ПЛЕТЕНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ)

ME6978	MERICRON XL, зеленая плетеная, 90 см	0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	26 мм	12
ME517G	MERICRON XL, зеленая плетеная, 75 см	0	1/2 круга, обратный срез	22 мм	12
ME844G	MERICRON XL, зеленая плетеная, 90 см	0	1/2 круга, круглое тело	36 мм	12
ME643	MERICRON XL, зеленая плетеная, 100 см	2	1/2 круга, конический срез (прочный)	45 мм	12
ME4843	MERICRON XL, зеленая плетеная, 75 см (по 4 нити в пакете из фольги)	2	1/2 круга, конический срез	45 мм	6
ME646	MERICRON XL, зеленая плетеная, 75 см	5	1/2 круга, конический срез (прочный)	55 мм	12

MERICRON XL (СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ ПЛЕТЕНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ)

Код Meril	Тип и длина нити	Размер	Описание иглы	Размер иглы	Кол-во пакетов из фольги на коробку
ME4846	MERICRON XL, зеленая плетеная, 75 см (по 4 нити в пакете из фольги)	5	1/2 круга, конический срез	55 мм	6
ME617	MERICRON XL, зеленая плетеная, 90 см	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	17 мм	12
ME617W	MERICRON XL, белая плетеная, 90 см	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	17 мм	12
ME673W	MERICRON XL, белая плетеная, 76 см	2-0	1/2 круга, конический срез	17 мм	12
ME687W	MERICRON XL, белая плетеная, 90 см	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	25 мм	12
ME6937	MERICRON XL, зеленая плетеная, 90 см	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	17 мм	12
ME6977	MERICRON XL, зеленая плетеная, 90 см	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	26 мм	12
ME6987	MERICRON XL, белая плетеная, 90 см	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	26 мм	12
ME655	MERICRON XL, зеленая плетеная, 100 см	3-0	1/2 круга, круглое тело	25 мм	12
ME6552	MERICRON XL, зеленая плетеная, 100 см	3-0	1/2 круга, круглое тело, двухигольная	26 мм	12
ME682	MERICRON XL, зеленая плетеная, 76 см	4-0	1/4 круга, лопатовидная UltraPoint	8 мм	12
ME683	MERICRON XL, зеленая плетеная, 45 см	5-0	1/4 круга, лопатовидная UltraPoint, двухигольная	8 мм	12
ME6597	MERICRON XL, зеленая плетеная, 75 см	6-0	3/8 круга, круглое тело (280 микрон), HV, двухигольная	11 мм	12

MERICRON XL P (СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ ПЛЕТЕНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ С ПРОКЛАДКАМИ)

MME6555	MERICRON XL P, плетеная, 75 см, многожильная, 5 зеленых и 5 белых жил, плотная прокладка из ПТФЭ, 6 x 3 x 1,5 мм (по 10 нитей в пакете из фольги)	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	17 мм	6
MME6555X	MERICRON XL P, плетеная, 75 см, многожильная, 6 зеленых и 6 белых жил, плотная прокладка из ПТФЭ, 6 x 3 x 1,5 мм (по 12 нитей в пакете из фольги)	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	17 мм	6
MME6555MP	MERICRON XL P, плетеная, 75 см, многожильная, 5 зеленых и 5 белых жил, плотная прокладка из ПТФЭ, 3 x 3 x 1,5 мм (по 10 нитей в пакете из фольги)	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	17 мм	6

MERICRON XL P (СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ ПЛЕТЕНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ С ПРОКЛАДКАМИ)

Код Meril	Тип и длина нити	Размер	Описание иглы	Размер иглы	Кол-во пакетов из фольги на коробку
MME6577	MERICRON XL P, плетеная, 75 см, многожильная, 5 зеленых и 5 белых жил, плотная прокладка из ПТФЭ, 6 x 3 x 1,5 мм (по 10 нитей в пакете из фольги)	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	25 мм	6
MME6577X	MERICRON XL P, плетеная, 75 см, многожильная, 6 зеленых и 6 белых жил, плотная прокладка из ПТФЭ, 6 x 3 x 1,5 мм (по 12 нитей в пакете из фольги)	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	25 мм	6
PME617	MERICRON XL P, зеленая плетеная, 90 см, плотная прокладка из ПТФЭ, 6 x 3 x 1,5 мм	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	17 мм	12
PME617W	MERICRON XL P, белая плетеная, 90 см, плотная прокладка из ПТФЭ, 6 x 3 x 1,5 мм	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	17 мм	12
PME687	MERICRON XL P, зеленая плетеная, 90 см, плотная прокладка из ПТФЭ, 6 x 3 x 1,5 мм	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	25 мм	12
PME687W	MERICRON XL P, белая плетеная, 90 см, плотная прокладка из ПТФЭ, 6 x 3 x 1,5 мм	2-0	1/2 круга, конический срез, двухигольная	25 мм	12

MERISTEEL (СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ МОНОВОЛОКОННАЯ СТАЛЬНАЯ)

STC653	MERISTEEL, моноволоконная, 4 x 45 см	5	1/2 круга, срез	48 мм	12
STC9455	MERISTEEL, моноволоконная, 4 x 45 см	5	1/2 круга, притупленный конец	44 мм	6
STC9495	MERISTEEL, моноволоконная, 2 x 75 см	5	1/2 круга, притупленный конец	44 мм	6
STC9497	MERISTEEL, моноволоконная, 4 x 45 см	5	1/2 круга, притупленный конец	48 мм	12
STC9653	MERISTEEL, моноволоконная, 1 x 45 см	5	1/2 круга, срез	48 мм	12
STC654	MERISTEEL, моноволоконная, 4 x 45 см	6	1/2 круга, срез	48 мм	12
STC9456	MERISTEEL, моноволоконная, 4 x 45 см	6	1/2 круга, притупленный конец	44 мм	6
STC9494	MERISTEEL, моноволоконная, 2 x 75 см	6	1/2 круга, притупленный конец	44 мм	6
STC9654	MERISTEEL, моноволоконная, 1 x 45 см	6	1/2 круга, срез	48 мм	12

FILAPACE (ВРЕМЕННАЯ ПРОВОЛОКА ЭЛЕКТРОДА КАРДИОСТИМУЛЯТОРА)

PCW10	FILAPACE, оранжевая проволока электрода кардиостимулятора, 60 см	-	1/2 круга, круглое тело и прямая игла со срезом и точкой отрыва	17 мм/60 мм	12
PCW30	FILAPACE, оранжевая проволока электрода кардиостимулятора, 60 см	-	1/2 круга, круглое тело и прямая игла со срезом и точкой отрыва	26 мм/60 мм	12



Игла с круглым телом, рекомендуемая для кровеносных сосудов



Игла с круглым телом, коническим срезом и черным покрытием для улучшения видимости под яркими осветителями операционного поля



Игла с коническим срезом для плотных, сложных для прохождения тканей



Игла с круглым телом, лопатовидная для более тонких хирургических процедур



Для легких прохождений проход за проходом

Meril Endo-Surgery Pvt. Ltd.

601, Мидас, Сахар Плаза, Дж.Б. Нагар, Эндери Восток, Мумбаи – 400 059. Махараштра, Индия.

Бесплатный номер телефона: 1800 419 4433 Тел.: +91 22 3073 2400

www.merillife.com



ООО «Мерил Медикал»

Научный проезд, 19, Москва, 117246 Россия

Тел.: +7 (495) 772 76 43

www.merillife.com

FILASILK™
Шелковая нить

FILAMIDE™
Полиамидная нить

MITSU™
Нить из полилактина 910

MITSU C+™
Нить из полилактина 910 с хлоргексидином

MITSU FST™
Быстрорассасывающаяся нить из полилактина 910

FILAPRON™
Нить из полиглекапрона 25

MEGASORB™
Нить из полигликолевой кислоты

MEGASORB PLUS™
Нить из полигликолевой кислоты с хлоргексидином

MEGASORB RAPID™
Быстрорассасывающаяся нить из полигликолевой кислоты